


KATALOG PRODUKTŮ MAJOR



Společnost Major Prodotti Dentari byla založena v roce 1960 v Turíně v severozápadní části Itálie. Dnes je Major jedním z předních evropských výrobců špičkových materiálů pro stomatologické laboratoře a ordinace. Produktová řada pro laboratoře zahrnuje zuby z akrylové pryskyřice, kompozitních materiálů, materiály pro výrobu korunek a můstků, akrylové pryskyřice pro zubní protézy, brusivo, malé přístroje pro laboratorní použití. Produkty pro zubní ordinace zahrnují kompletní škálu materiálů pro otiskování (silikony a algináty). Tyto produkty jsou vyráběny v hlavní továrně společnosti Major v Moncalieri, blízko Turína a jsou certifikovány v souladu s CE směrnicemi Evropské unie. Všechny naše produkty jsou vyráběny tak, aby svou kvalitou převyšovaly požadavky mezinárodních standardů a výrobní procesy jsou pečlivě kontrolovány, aby byla zaručena stálá úroveň kvality. Posláním naší společnosti je zajistit pracovníkům v zubním odvětví vysoce kvalitní, spolehlivé a inovativní materiály. Výše uvedená strategie je realizována prostřednictvím výběru kvalifikovaných zaměstnanců, použitím inovativních výrobních technik a neustálého investování do výzkumu a vývoje ve spolupráci s laboratořemi a externími výzkumnými ústavy. Pozornost, kterou věnujeme kvalitě výrobků, se také odráží ve vlastnostech distribuční organizace: aby byla zajištěna vysoká úroveň služeb pro naše zákazníky, prodávají se produkty společnosti Major po celém světě pouze prostřednictvím výběrové sítě obchodníků.

Flavu – společnost pro stomatologii – založili na platformě předchozích soukromých firem v roce 1996 ve Svitavách otec a syn Svatošové. Od samého počátku se firma zabývala prodejem zubů a distribucí spotřebního materiálu do stomatologických laboratoří a ordinací zprvu pouze v České republice, ale díky zkušenostem z českého trhu, od roku 1997 také prostřednictvím své dceřiné firmy Flava Slovakia v Martině, i na Slovensku. Za dobu existence obou společností se podařilo vytvořit vysoce profesionální a výkonné týmy spolupracovníků připravených dále rozvíjet a upevňovat dominantní postavení Flavy na poli prodeje pryskyřičných zubů jak v České, tak Slovenské republice. Obchodní zástupci Flavy Vám na základě Vašich požadavků dodají kompletní sortiment pro zubní laboratoře a ordinace, ať už se jedná o spotřební materiály a pomůcky nebo o přístroje a vybavení zubních technik, v neposlední řadě také dnes stále více oblíbené CAD/CAM systémy. Cílem Flavy je přizpůsobovat svoje služby požadavkům zákazníků a umožňovat jim pracovat s nejkvalitnějšími materiály světových i domácích výrobců. Flava bude nadále budovat a udržovat vztahy se svými obchodními partnery a poctivou prací propagovat dobré a respektované jméno společnosti.



www.flava.cz



www.flavask.sk





MAJOR PLUS

Zuby Major Plus byly navrženy tak, aby dosahovaly nejvyšších funkčních a estetických výsledků v moderní protetice. Jsou vyrobeny z akrylových materiálů, distální zuby jsou dostupné v anatomických, technických a WFA variantách. Kompletní sortiment nabízí 48 tvarů frontálních a 26 tvarů distálních.

Zuby Major Plus WFA byly vytvořeny podle filosofie stavby protézy prof. Alberta Gerbera, kdy špička horního zubu 5, 6 a 7 skousává do jamky protilehlého zubu 5, 6 a 7, u 4 zubu je tento skus převrácený. Termín WFA (Wide Functional Area - široká funkční plocha) indikuje typ okluze, která proběhne během žvýkání, při níž nedojde k dotyku pouze s jedním bodem, ale s velkou funkční plochou okolo 2 mm.

Pro zjednodušení a urychlení klinických a technických postupů, při zachování standardu vysoké kvality, je k dispozici výběr ze tří velikostí distálních zubů: MALÉ, STŘEDNÍ, VELKÉ, které jsou adaptovatelné k jakémukoli tvaru frontálních zubů Major Plus.

- Vysoká tvrdost a odolnost proti abrazi
- Precizní přesnost okluzních ploch
- Nové a přirozené tvary
- Použitelné pro všechny typy stavebních technik
- Sklon okluzních plošek mezi 25° – 28°
- Vhodné pro všechny druhy totálních nebo částečných protéz

T2011	Major Plus Anterior set	A1-D4 x6
T2012	Major Plus Posterior set	A1-D4 x8
T2062	Major Plus WFA	A1-D4 x8

				T	Technical Posteriors
				A	Anatomic Posteriors
				WFA	WFA Posteriors

MAJOR PLUS COMP

Zuby Major Plus Comp mají sklovinnou vrstvu z kompozitních materiálů, dentinové a krčkové vrstvy jsou z PMMA pryskyřice, aby byla zajištěna perfektní chemická vazba s pryskyřicí báze protézy. Kompletní sortiment 14 tvarů frontálních a 18 tvarů distálních podle vzorníku odstínů A1 - D4. Distální zuby jsou dostupné v anatomických, technických a WFA variantách.

- Velmi vysoká povrchová tvrdost
- Vysoká odolnost k abrazi
- Přesné profily okluzních ploch
- Přirozené barvy a tvary
- Vynikající barevná stálost
- Sklon okluzních plošek anatomických tvarů mezi 25° – 28°

SLOŽENÍ: Zuby Major Plus Comp se skládají ze 4 vrstev: • krčková • dentinová • sklovinná • glazura. Pro zajištění perfektní chemické vazby s bází protézy jsou krček a dentin vyrobeny z akrylové pryskyřice a zubu samotnému tak dávají vysokou pružnost. Sklovina a glazura jsou z kompozitních materiálů, což zajišťuje zachování vertikálního rozměru a prodloužení životnosti zubů.

T2031	Major Plus Comp Anterior set	A1-D4 x6
T2032	Major Plus Comp Posterior set	A1-D4 x8
T2052	Major Plus Comp WFA	A1-D4 x8

				T	Technical Posteriors
				A	Anatomic Posteriors
				WFA	WFA Posteriors

Systém MAJOR AF se skládá z vícevrstevných kompozitních fazet a zubů, doplněných o řadu světlem polymerizujících materiálů speciálně vyvinutých k tomu, aby je bylo možno použít v implantologii.

Fazety splňují nejvyšší funkční a přirozené estetické požadavky. Používají se v kombinaci s upevňujícími cementy, lepidly, světlem polymerujícími kompozity a pryskyřicemi systému MAJOR AF COMP pro vytvoření požadovaného charakteristického vzhledu implantátu.

FAZETY MAJOR AF COMP

Estetické vícevrstvé kompozitní a pryskyřičné fazety.
Dostupné ve 14 frontálních a 8 distálních tvarech (pravé a levé).
Distální zuby jsou dostupné v anatomických, technických a WFA variantách podle vzorníku odstínů A1 – D3.

HLAVNÍ VÝHODY:

- Odolnost vůči abrazi
- Optimalizace pracovního času
- Možnost použití různých plnidel
- Vynikající estetické výsledky






T6111	Anterior set	A1-D3 x6
T6112	Posterior set	A1-D3 x4



FAZETY FRONTÁLNÍ HORNÍ

Frontální tvary

- 10 horních tvarů ve třech různých velikostech: S (malé) – M (střední) – B (large - velké)
- 4 dolní tvary L

SMALL	MEDIUM	LARGE
S2 	M2 	B2 
S4 	M4 	B4 
S6 	M6 	B6 
	M8 	

FAZETY FRONTÁLNÍ DOLNÍ

L1 	L3 
L5 	L7 

FAZETY A/T DISTÁLNÍ

5

High Anatomic Posteriors A

Anatomické tvary bočních zubů nabízejí výrazný sklon hrbolků zubů (mezi 25°– 31°). Morfologie anatomických zadních zubů vytváří žvýkací hrbolky, které díky většímu množství kontaktních bodů „in touch“ redukuje laterální tlak a tím garantují větší stabilitu protézy.

Technical Posteriors T


Technické tvary jsou navrženy s vyváženými okluzními ploškami a mají geometrický sklon hrbolků více než 20°. Ideálně rovné plochy se lehce přizpůsobí protistraně a přizpůsobí se vůči čelisti.




WFA FAZETY DISTÁLNÍ

WFA Posteriors

Nový typ zubů Major Plus Comp WFA sleduje filosofii stavby protézy podle prof. Alberta Gerbera, kdy špička horního zubu 5, 6 a 7 skousává do jamky protilehlého zubu 5, 6 a 7, u 4 zubu je tento skus převrácený. Pojem WFA (Wide Functional Area - široká funkční plocha) indikuje typ okluze, která proběhne během žvýkání a při níž nedojde k dotyku pouze v jednom kontaktním bodě, ale s velkou funkční oblastí okolo 2 mm. Široká jamka dovoluje velké spektrum okluzních kontaktů bez interferencí.



FAZETY MAJOR AF COMP
MAJOR AF COMP SYSTEM



VZORNÍK BAREV																
NÁZEV KOMPONENTU	BARVA / REFERENCE															
MAJOR AF COMP DENTINE FLOW	A1		A2-B2		A3		A3,5		A4		B3-B4		C2-C3		D2-D3	
MAJOR AF COMP DUAL CEM	DC-L		DC-M		DC-D											
MAJOR AF COMP PASTE OPAQUER	OL		OM		OD											
MAJOR AF COMP INCISAL FLOW	IF-CLEAR		IF-RED		IF-BLUE											
MAJOR AF COMP BONDOPAQUER	OC-PINK															
MAJOR AF COMP GENGIVE PASTE	GP-PINK L		GP-PINK M		GP-PINK D											
MAJOR AF COMP GENGIVE FLOW	GF-PINK L		GF-PINK M		GF-PINK D											

KOMBINAČNÍ TABULKA												
KOMPONENT / BARVA	A1	A2	A3	A3,5	A4	B2	B3	B4	C2	C3	D2	D3
MAJOR AF COMP PASTE OPAQUER	OL	OL	OM	OM	OM	OM	OM	OD	OM	OD	OL	OD
MAJOR AF COMP DUAL CEM	DC-L	DC-M	DC-M	DC-D	DC-D	DC-M	DC-D	DC-D	DC-M	DC-D	DC-M	DC-D
MAJOR AF COMP DENTINE FLOW	A1	A2-B2	A3	A3,5	A4	A2-B2	B3-B4	B3-B4	C2-C3	C2-C3	D2-D3	D2-D3

METAL

Balení: 5ML + 1 štětec

B6151	Metal Primer	1 ks
-------	--------------	------

BONDOPAQUER

Barva: OC-PINK

Balení: 3 G

B6152	Bondopaquer	1 ks
-------	-------------	------

DUAL CEM

Barva: DC-L / DC-M / DC-D

Balení: 8 G + 8 kanyl - Kód: B6141-L / B6141-M / B6141-D

B6141	Dual Cem (L-M-D)	1 ks
-------	------------------	------

GENGIVE FLOW

Barva: GF-PINK L / GF-PINK M / GF-PINK D

Balení: 3 G + 10 kanyl - Kód: B6164-FL / B6164-FM / B6164-FD

B6164	Gengive Flow (FL-FM-FD)	1 ks
-------	-------------------------	------

GENGIVE PASTE

Barva: GP-PINK L / GP-PINK M / GP-PINK D

Balení: 5 G - Kód: B6164-PL / B6164-PM / B6164-PD

B6164	Gengive Paste (PL-PM-PD)	1 ks
-------	--------------------------	------

PASTE OPAQUER

Barva: OL / OM / OD

Balení: 3 G - Kód: B6121-L / B6121-M / B6121-D

B6121	Paste Opaquer (L-M-D)	1 ks
-------	-----------------------	------

DENTINE FLOW

Barva: A1 / A2-B2 / A3 / A3,5 / A4 / B3-B4 / C2-C3 / D2-D3

Balení: 3 G + 10 kanyl - Kód: B6111-A1 / B6111-A2 / B6111-A3 / B6111-35 / B6111-A4 / B6111-B3 / B6111-C2 / B6111-D2

B6111	Dentine Flow (A1-A2-A3-35-A4-B3-C2-D2)	1 ks
-------	---	------

INCISAL FLOW

Barva: IF-CLEAR / IF-RED / IF-BLUE

Balení: 3 G + 10 kanyl - Kód: B6131-C / B6131-R / B6131-B

B6131	Incisal Flow (C-R-B)	1 ks
-------	----------------------	------

BONDING

Balení: 7 ML

B6153	Bonding	1 ks
-------	---------	------

MODELLING

Balení: 5 ML

B6154	Modelling	1 ks
-------	-----------	------



MAJOR AF LINE • SVĚTLEM TVRDNOUČÍ KOMPOZITA
MAJOR AF COMP SYSTEM



SUPER LUX

Nejpoužívanější třívrstvé pryskyřičné zuby v České a Slovenské republice mají decentní a přirozený vzhled. Jsou určeny především pro totální, částečné a skeletové náhrady. Funkční design distálních zubů je však vhodný pro jakékoliv stavební techniky. Jsou dostupné v odstínech vzorníku A1 – D4 a v kompletní škále 31 tvarů frontálních a 24 distálních.

- Velmi tvrdé a odolné proti abrazi
- Přirozený vzhled
- Přirozená transparentnost skloviny
- Vysoká barevná stálost

T3011	Anterior set	A1-D4 x6
T3012	Posterior set	A1-D4 x8



L	L-cusp Posteriors
N	N-cusp Posteriors
T	Technické tvary
A	Anatomické tvary




MAJOR DENT-V

Dvouvrstvé, vysoce funkční a estetické pryskyřičné zuby. Jsou určeny pro částečné a skeletové protézy. Dostupné v odstínech vzorníku A1 – D4 a kompletní škále 36 tvarů frontálních a 20 distálních.

- Dva typy hrbolků distálních zubů
- Vynikající chemické spojení mezi zubem a pryskyřicí protézy
- Přirozený vzhled
- Přirozená transparentnost skloviny
- Vhodný pro terapeutické protézy

T4111	Anterior set	A1-D4 x6
T4112	Posterior set	A1-D4 x8




FP	FP Posteriors
MA	MA Posteriors

MAJOR DENT

Dvouvrstvé, vysoce funkční a estetické pryskyřičné zuby. Jsou určeny pro částečné a skeletové protézy. Dostupné v odstínech vzorníku 2C – 3R a kompletní škále 36 tvarů frontálních a 20 distálních.

- Dva typy hrbolků distálních zubů
- Vynikající chemické spojení mezi zubem a pryskyřicí protézy
- Přirozený vzhled
- Přirozená transparentnost skloviny
- Vhodný pro terapeutické protézy

T4141	Anterior set	2C-3R x6
T4142	Posterior set	2C-3R x8



FP	FP Posteriors
MA	MA Posteriors

BAMBINO TOOTH

Zuby z akrylové pryskyřice pro dětské protézy. Bambino Tooth jsou dodávány ve dvou odstínech: 59 (mléčně bílá) a 61 (žluto bílá) a dvou tvarech: A (frontální horní a dolní) a B (distální horní a dolní).

- Jsou určeny pro výplň mezer z důvodu zachování přesné artikulační linie
- Estetická funkce
- Zlepšení artikulace

T5001	Anterior set	59-61 x6
T5002	Posterior set	59-61 x4

MAJOR CHROM SHADE GUIDE

Vzorník barev pro Major Plus v odstínech A1-D4. Major Chrom je uspořádán podle chromatických skupin a intenzity barev.

S1011	Major Chrom Shade Guide	1 ks
-------	-------------------------	------

SUPER LUX SHADE GUIDE

Vzorník barev pro pryskyřičné zuby Super Lux. Dostupný v odstínech A1-D4 a 1A-6D.

S3011	Super Lux Shade Guide A1-D4	1 ks
S3012	Super Lux Shade Guide 1A-6D	1 ks

MAJOR DENT-V SHADE GUIDE

Vzorník barev pro zuby Major Dent-V v odstínech A1-D4. Major Dent-V Shade guide je uspořádán podle chromatických skupin a intenzity barev.

S4114	Major Dent Shade Guide	1 ks
-------	------------------------	------

MAJOR DENT SHADE GUIDE


Vzorník barev pro zuby Major Dent. Dostupný v odstínech 2C-3R.

S4014	Major Dent Shade Guide	1 ks
-------	------------------------	------

TOOTH CABINET 1000

Kovový zásobník s 15 zásuvkami. Kapacita každé zásuvky je 5 krabic zubů (krabice frontálních po 18-ti setech, krabice distálních po 12-ti setech).

T8040	Tooth Cabinet 1000	1 ks
-------	--------------------	------





MAJOR.BASE 20

Teplem polymerující bazální pryskyřice na bázi poly-methylmethacrylátu. Prášek a tekutina. Barvy: k, kv, i, iv, m, mv, t. Major.base 20 splňuje nejvyšší požadavky na kvalitu.

Major.base20 je k dispozici v prosté nebo žilkované verzi, ve 4 přirozených barvách. Major.base20 zaručuje vysokou tvarovou stabilitu a barevnou stálost. Rychlá doba tuhnutí snižuje dobu čekání během procesu polymerace.

C3000	Tekutina 10 x 500 ml
C3010	Prášek 10 x 500 g
C3020	Intro Set: Prášek 100 g + Tekutina 100 ml
C3021	Standard Set: Prášek 2 x 500 g + Tekutina 1 x 500 ml + Plastový box + Lopatka

MAJOR.REPAIR

Samopolymerující pryskyřice na bázi poly-methylmethacrylátu pro zubní protézy. Prášek a tekutina. Na opravy a rebazi protéz. Barvy: k, kv, i, iv, m, mv. Major.Repair je pryskyřice, která splňuje nejvyšší kritéria pro práci zubních techniků. Zaručuje vysokou tvarovou stabilitu, barevnou stálost a perfektní chemické spojení s bazální pryskyřicí.

Major.repair je k dispozici v prosté nebo žilkované verzi, ve 3 přirozených barvách shodných s barvami Major.base 20. Major.repair může být polymerován jak líc, tak tlakovou metodou. V obou případech vykazuje vynikající výsledky.



C3100	Tekutina 10 x 500 ml
C3110	Prášek 10 x 500 g
C3120	Intro Set: Prášek 100 g + Tekutina 100 ml
C3121	Standard Set: Prášek 2 x 500 g + Tekutina 1 x 500 ml + Plastový box + Lopatka

MAJOR.SKEL

Velmi kvalitní samopolymerující líc pryskyřice na bázi poly-methylmethacrylátu. Prášek a tekutina. Major.skel dosahuje perfektních výsledků při všech snímácích pracích. Obzvláště vhodný je ke zhotovení skeletů.

Major.Skel zaručuje tvarovou a barevnou stabilitu a jednoduchost zpracování. Major.Skel je k dispozici v růžové barvě v čisté, nebo žilkované podobě. Aby se zabránilo alergickým reakcím, Major.Skel neobsahuje amin a vykazuje minimum zbytkového monomeru.



C3200	Tekutina 10 x 500 ml
C3210	Prášek 10 x 500 g
C3220	Intro Set: Prášek 100 g + Tekutina 100 ml
C3221	Standard Set: Prášek 2 x 500 g + Tekutina 1 x 500 ml + Plastový box + Lopatka

MAJOR.ORTHO

Samopolymerující pryskyřice na bázi poly-methylmethacrylátu. Prášek a tekutina. Pro zhotovení ortodontických aparátů a terapeutických dlah, nebo transparentního patra při zhotovení totální protézy.

Barva (tekutina): růžová, transparentní.

C3300	Tekutina 10 x 500 ml
C3310	Prášek 10 x 500 g
C3320	Intro Set: Prášek 100 g + Tekutina 100 ml
C3321	Standard Set: Prášek 2 x 500 g + Tekutina 1 x 500 ml + Plastový box + Lopatka



MAJOR.TRAY

Samopolymerující pryskyřice na bázi poly-methylmethacrylátu. Prášek a tekutina. Pro zhotovení individuálních otiskovacích lžic.

Barva: žlutá, zelená, modrá.

C3400	Tekutina 10 x 500 ml
C3410	Prášek 10 x 500 g
C3420	Intro Set: Prášek 100 g + Tekutina 100 ml
C3421	standard Set: Prášek 2 x 500 g + Tekutina 1 x 500 ml + Plastový box + Lopatka



LIGHTCURE TRAY

Světlem polymerující desky pro zhotovení základních desek a individuálních otiskovacích lžic. V růžové nebo transparentní barvě.



C1501	Lightcure Tray růžová	50 ks
C1502	Lightcure Tray transparentní	50 ks

ISOLMAJOR

Izolační tekutina - sádra/pryskyřice



L2710	Isolmajor tekutina	500 ml
L2720	Isolmajor tekutina	1 Lt
L2730	Isolmajor tekutina	25 Lt

AKRYLOVÉ PRYSKYŘICE
AKRYLOVÉ PRYSKYŘICE



ORMALAB 95

Kondenzačně tvrdnoucí silikonová hmota pro laboratoře na bázi polysiloxanu, určená výhradně pro práci mimo ústní dutinu.

Ormalab 95 je určen pro činnosti, kde jsou kladeny vysoké nároky na tvrdost.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- Extrémně vysoká odolnost: přes 120 °C
- Tvrdost (po 24 h): 95(±3) Shore - A
- Výborná snášenlivost s pryskyřicí polymerující za studena i za tepla
- Vysoká přesnost při otiskování detailů
- Dlouhodobá rozměrová stálost

MOŽNOST POUŽITÍ:

- Matrice pro fixní a totální protézy
- Dublování
- Opravy protéz
- Matrice pro korunky a můstky
- CAD kompatibilní

M9500	Ormalab 95 (1600 g / 900 ml)
M9510	Ormalab 95 (5 kg)
M9520	Ormalab 95 (5 kg) + 2 x Ormactivator (60 ml)

ORMALAB 75

Kondenzačně tvrdnoucí silikonová hmota pro laboratoře na bázi polysiloxanu, určená výhradně pro práci mimo ústní dutinu.

Ormalab 75 je určen pro činnosti, kde jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu výsledku zpracování.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- Tvrdost (po 24 h): 75(±3) Shore - A
- Výborná snášenlivost s akrylovou pryskyřicí polymerující za studena
- Vysoká přesnost při reprodukci detailů
- Dlouhodobá rozměrová stálost
- Velmi vysoká odolnost v tlaku a proti deformacím

MOŽNOST POUŽITÍ:

- Matrice pro fixní a totální protézy
- Opravy protéz
- Matrice pro korunky a můstky
- CAD kompatibilní

M7500	Ormalab 75 (1600 g / 900 ml)
M7510	Ormalab 75 (5 kg)
M7520	Ormalab 75 (5 kg) + 2 x Ormactivator (60 ml)



ORMACTIVATOR LAB

Gelový aktivátor pro Ormalab 75 a Ormalab 95.



M1094	Ormactivator Lab (60 ml)
-------	--------------------------

ORMAPLUS LAB 90

Adičně tvrdnoucí silikonová hmota na bázi polyvinyl siloxanu pro laboratoře, určená výhradně pro práci mimo ústní dutinu.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- Tvrdost (po 24 h): 90(±3) Shore - A
- Odolnost proti deformaci: 99,5%
- Mísicí poměr: 1:1
- Lineární změna rozměrů: -0,05%
- Výborná snášenlivost s akrylovou pryskyřicí polymerující za studena i za tepla
- Excelentní odolnost vůči vysoké teplotě
- Velmi přesná v reprodukci detailů

MOŽNOST POUŽITÍ:

- Matrice pro fixní a totální protézy
- Dublování
- Opravy protéz
- Matrice pro korunky a můstky
- CAD kompatibilní

M4000	Ormaplus Lab 90 (0,9 kg Base + 0,9 kg Katalyzátor)
M4005	Ormaplus Lab 90 (2,5 kg Base + 2,5 kg Katalyzátor)
M4010	Ormaplus Lab 90 (5 kg Base + 5 kg Katalyzátor)



ORMAPLUS LAB 70

Adičně tvrdnoucí silikonová hmota na bázi polyvinyl siloxanu pro laboratoře, určená výhradně pro práci mimo ústní dutinu.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- Tvrdost (po 24 h): 70(±3) Shore - A
- Odolnost proti deformaci: 99,5%
- Mísicí poměr: 1:1
- Lineární změna rozměrů: -0,05%
- Výborná snášenlivost s akrylovou pryskyřicí polymerující za studena i za tepla
- Excelentní odolnost vůči vysoké teplotě
- Velmi přesná v reprodukci detailů

MOŽNOST POUŽITÍ:

- Matrice pro fixní a totální protézy
- Dublování
- Opravy protéz
- Matrice pro korunky a můstky
- CAD kompatibilní

M4300	Ormaplus Lab 70 (0,9 kg Base + 0,9 kg Katalyzátor)
M4305	Ormaplus Lab 70 (2,5 kg Base + 2,5 kg Katalyzátor)
M4310	Ormaplus Lab 70 (5 kg Base + 5 kg Katalyzátor)



ORMADUPLO 22

Dublovací adičně tvrdnoucí silikonový materiál na bázi polyvinyl siloxanu pro použití ve stomatologické laboratoři. Ormaduplo 22 zaručuje vysokou rozměrovou stabilitu a výjimečně přesnou reprodukci detailů.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- Doba zpracování: nejméně 3'
- Doba tuhnutí (při 23°C): max. 15'
- Odolnost proti deformaci: 99,95%
- Tvrdost: 22 Shore - A
- Mísicí poměr: 1:1
- Lineární změna rozměrů: -0,05%

MOŽNOST POUŽITÍ:

- Dublování modelů

M3090	Ormaduplo 22	1 kg Base + 1 kg Katalyzátor
M3096	Ormaduplo 22	6 kg Base + 6 kg Katalyzátor



ADITIVNÍ SILIKONY
LABORATORNÍ SILIKONY



TEMPORARY.COLD.V

Samopolymerující akrylová pryskyřice pro provizorní korunky a můstky na bázi poly-methylmethacrylátu.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- Barvy: A2 / A3 / A3,5 / B3 / C2 / D3
- Barva A3,5 je dostupná pouze v doplňkovém balení
- Mez pevnosti v ohybu: 44N
- Hydrofilnost: 18,2-18,7 $\mu\text{g}/\text{mm}^3$
- Rozpustnost ve vodě: 1,3-2,3 $\mu\text{g}/\text{mm}^3$
- Prášek: 100 / 500 g
- Tekutina: 100 / 500 ml

MOŽNOST POUŽITÍ:

- Pro zhotovení provizorních korunek a můstků
- Pro lící techniku se silikonovým nebo sádrovým klíčem
- Pro opravu akrylových korunek a můstků

B4100

Standard Set: 5 x 100 g Dentine (A2 / A3 / B3 / C2 / D3) + 1 x 100 g Univerzální sklovina + 2 x 100 ml Tekutina



SELF-CURE.DENTINE

Samopolymerující akrylová pryskyřice pro provizorní korunky a můstky na bázi poly-methylmethacrylátu.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- Barvy: 2C / 1D / 5D / 3F / 4F / 2L / 1R
- Mez pevnosti v ohybu: 45N
- Hydrofilnost: 23,1-25,0 $\mu\text{g}/\text{mm}^3$
- Rozpustnost ve vodě: 0,2-1,7 $\mu\text{g}/\text{mm}^3$
- Prášek: 100 / 500 / 1000 g
- Tekutina: 100 / 500 ml

MOŽNOST POUŽITÍ:

- Pro zhotovení provizorních korunek a můstků
- Pro lící techniku se silikonovým nebo sádrovým klíčem
- Pro rychlou opravu akrylových korunek a můstků

B4300

**Standard Set:
7 x 100 g Dentine + 1 x 100 ml Tekutina**



C&B-V DENTINE

Samopolymerující akrylová pryskyřice pro korunky a můstky na bázi poly-methylmethacrylátu. Polymerující za tepla i za studena.

CHARAKTERISTIKA:

- Odstíny A1 - D4
- Krček, dentin opaker, incizální modifikátory barvy, gingiva
- Polymerace za tepla a pod tlakem v tlakové nádobě nebo za studena v kyvetě
- Výborná přilnavost jednotlivých vymodelovaných vrstev
- Výborná reprodukce odstínů i při různých tloušťkách
- Tekutý samopolymerující opaker se jednoduše nanáší štětcem

MOŽNOST POUŽITÍ:

- Vrstvení a polymerace v kyvetě
- Volné modelování štětcem nebo špachtlí a polymerace v tlakové nádobě
- Klíčová technika
- Polymerace za studena při opravách korunek a můstků
- Zhotovení korunek
- Upevnění fazet, korunek a můstků
- Dočasné korunky a můstky
- Opravy a korekce korunek a můstků

B3102

Standard Set: 4 x 100 g Dentine + 2 x 100 g Incisal + 4 x 10 ml Opaquer + 2 x 100 ml Tekutina

MINI 2000

Univerzální tlakový polymerátor pro polymeraci pryskyřic a kompozitních materiálů za tepla i za studena.

E2000	Mini 2000	1 ks
-------	-----------	------



UV LIGHT CURING UNIT

Lampa na světlem polymerující materiály se čtyřmi 9W UVA lampami.

Přístroj umožňuje výběr přednastavených časů polymerizace: 120", 180" nebo manuální nastavení.

E3200	UV Light cure unit	1 ks
-------	--------------------	------



BRUSNÉ DISKY

Brusné kotouče na akrylové materiály.

Balení po 100 kusech



L4310	Discs 32 x 2,2
L4320	Discs 22 x 3,5
L4330	Discs 35 x 1,7

ŘEZACÍ KOTOUČE

Řezací kotouče pro akrylové materiály.

Balení po 100 kusech



L4210	Pin cutters 35 x 0,7
L4220	Pin cutters 40 x 1

SEPARAČNÍ KOTOUČE

Separáční kotouče na akrylové materiály.

Balení po 100 kusech



L4110	Separators 22 x 0,6
L4120	Separators 25 x 0,7



ALGENIUX

Alginát nejvyšší kvality s novým a upraveným složením pro dosažení maximální úrovně při reprodukci detailů, optimálně pružný a odolný proti prasklinám při snímání otisku. Díky M.A.P. technologii (modified atmosphere packaging - balení v upravené atmosféře) je životnost výrobku 6 let. Vynikající rozměrová stálost umožňuje odlít otisk ještě po 5 dnech (pokud je správně skladován v uzavřené nádobě). Dostupný jako rychle nebo normálně tuhnoucí.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:

- Aroma: máta
- Barva: růžová
- Vynikající pružnost a odolnost proti prasklinám
- Stabilní hypoalergenní složení
- Velmi tekutý a snadno mísitelný
- Výborná biokompatibilita
- Prachuprostý prášek pro bezpečnou práci a snadný úklid
- Excelentní kompatibilita se sádkou
- Velmi vysoká pevnost v tlaku a odolnost proti deformacím při snímání

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- Doba mísení: 35" při 23°C
- Pracovní doba u běžného tuhnutí: 1' 40" při 23°C
- Pracovní doba u rychlého tuhnutí: 1' 30" při 23°C
- Doba tuhnutí u běžného tuhnutí: 3' 00" při 23°C
- Doba tuhnutí u rychlého tuhnutí: 2' 30" při 23°C
- Trvanlivost: 6 let (technologie MAP)

A7024	Algeniux - Normálně tuhnoucí	24 x 453 g
A7124	Algeniux - Rychle tuhnoucí	24 x 453 g

ALGINPLUS



Velmi přesný alginát pro otisky s barevnou indikací pracovních fází. Nové obohacené složení pro lepší reprodukci detailů.

- Stabilní hypoalergenní složení
- Chromatický ukazatel pracovní fáze pro snadné a přesné výsledky
- Prachuprostý prášek pro bezpečnou práci a snadný úklid
- Tekutý a snadno mísitelný
- Výborná kompatibilita se sádkou
- Velmi vysoká pevnost v tlaku a odolnost proti deformacím při snímání
- Aroma: tropické ovoce
- Výsledná barva: žlutá
- Doba tuhnutí: 2' 00" při 23°C
- Trvanlivost: 6 let
- Excelentní biokompatibilita

A6024	Alginplus	24 x 453 g
-------	-----------	------------

ALGINMAX



Velmi precizní alginát pro otisky s barevnou indikací pracovních fází.

- Stabilní hypoalergenní složení
- Chromatický ukazatel pracovní fáze pro snadné a přesné výsledky
- Prachuprostý prášek pro bezpečnou práci a snadný úklid
- Tekutý a snadno mísitelný
- Výborná slučitelnost se sádkou
- Velmi vysoká pevnost v tlaku a odolnost proti deformaci při snímání
- Aroma: vanilka – máta nebo ovoce
- Výsledná barva: světle modrá
- Doba tuhnutí: 2' 00" při 23°C
- Trvanlivost: 6 let
- Výborná biokompatibilita

A2024	Alginmax (vanilka-máta)	24 x 453 g
A2124	Alginmax (ovoce)	24 x 453 g

ALGINMAJOR

Precizní alginátová otiskovací hmota.

- Stabilní hypoalergenní složení
- Prachuprostý prášek
- Rychlerozpustný ve vodě
- Výborná kompatibilita se sádkou
- Velmi vysoká pevnost v tlaku a odolnost proti deformacím při snímání
- Aroma: pomeranč
- Barva: oranžová
- Doba tuhnutí: 2' 00" při 23°C
- Trvanlivost: 6 let

A1024	Alginmajor	24 x 453 g
-------	------------	------------



ALGINKID

Rychle tuhnoucí vysoce odolný alginát pro ortodontické otisky.

- Stabilní hypoalergenní složení
- Prachuprostý prášek pro bezpečnou práci a snadný úklid
- Excelentní kompatibilita se sádkou
- Velmi vysoká pevnost v tlaku a odolnost proti deformacím při snímání
- Aroma: pomeranč
- Barva: žlutá
- Doba tuhnutí: 1'50" a 23°C
- Trvanlivost: 6 let
- Excelentní biokompatibilita
- Velmi tekutý a snadno mísitelný

A3024	Alginkid	24 x 453 g
-------	----------	------------



ALGINPLUS TROPICAL

Velmi přesná alginátová otiskovací hmota s barevnou indikací pracovní fáze. Vyvinutá speciálně pro oblasti s vysokou teplotou a vlhkostí vzduchu.

- Stabilní hypoalergenní složení
- Chromatický ukazatel pracovní fáze pro snadné a přesné výsledky
- Prachuprostý prášek pro bezpečnou práci a snadný úklid
- Excelentní kompatibilita se sádkou
- Velmi vysoká pevnost v tlaku a odolnost proti deformacím při snímání
- Aroma: tropické ovoce
- Barva: žlutá
- Doba tuhnutí: 3'20" a 23°C
- Trvanlivost: 6 let
- Excelentní biokompatibilita

A5024	Alginplus Tropical	24 x 453 g
-------	--------------------	------------



ŠPACHTLE

Nylonové špachtle



A9020	Špachtle	1 ks
-------	----------	------

MISKA

Miska pro míchání alginátů



A9050	Miska	1 ks
-------	-------	------

ALGINBOX



A9060	Alginbox	1 ks
-------	----------	------

ALGINATE MIXER



Z4009	Mixer	1 ks
Z4011	Náhradní miska	1 ks

ALGINÁTY

OTISKOVÁNÍ ALGINÁTY



ORMAKIT

Kondenzačně tuhnoucí otiskovací silikon na bázi polysiloxanu. Kompletní sada pro první a druhý otisk.

Obsahuje:

- 1 Ormadent Putty (900 ml)
- 1 Ormamax Light (150 ml)
- 2 Ormactivator Gel (35 ml)

M1020	OrmaKit: Ormadent 900 ml + Ormamax Light 150 ml + 2 Ormactivator Gel 35 ml
-------	--



ORMADENT PUTTY

Kondenzační otiskovací hmota na bázi polysiloxanu, pro velmi přesný první otisk. Vysoká konzistence (putty).

- Pružný, nepřilnavý materiál
 - Velmi vysoká pevnost v tlaku a odolnost proti deformaci při snímání
 - Adekvátní pracovní čas
- Vysoká počáteční tekutost Ormadent Putty a konečná tvrdost zaručují ideální řešení pro jakoukoliv otiskovací techniku.

M1000	Ormadent Putty	1500 g (900 ml)
-------	----------------	-----------------



ORMAMAX

Kondenzační otiskovací silikon na bázi polysiloxanu s nízkou viskozitou pro snímání druhého otisku.

- Velmi vysoká pevnost v tlaku a odolnost proti deformaci při snímání
 - Adekvátní pracovní čas
- Specifické složení Ormamax Light garantuje nejlepší výchozí tekutost pro intraorální použití. Ormamax Light nescapává a je aplikovatelný také injekční stříkačkou. Výborná hydrokompatibilita a konzistence produktu zaručuje přesné otisky detailů v každé klinické situaci.

M2010	Ormamax Light	150 ml (165 g)
-------	---------------	----------------

ORMAMAX REGULAR

Přesná korekční kondenzační otiskovací hmota na bázi polysiloxanu pro přesné otisky. Střední konzistence.

- Velmi vysoká pevnost v tlaku a odolnost proti deformaci při snímání
 - Adekvátní pracovní čas
- Specifické složení Ormamax Regular garantuje snadné intraorální zatékání. Konzistence Ormamax Regular zajišťuje perfektní reprodukci detailů ve všech klinických situacích. Ormamax Regular může být používán pro funkční otisky nebo ve spojení s Ormadent Putty pro techniku dvojího otiskování.

M2000	Ormamax Regular	150 ml (205 g)
-------	-----------------	----------------

ORMACTIVATOR GEL

Activator Gel pro Ormadent Putty a Ormamax Light.

M1092	Ormactivator Gel (60 ml)
-------	--------------------------



ORMAPLUS PUTTY SOFT

Tvárná a přesná aditivní otiskovací hmota na bázi polyvinyl siloxanu.
Výsledná pevnost: 60 Shore-A.

Ormaplus Putty Soft je dostupný ve dvou verzích:

- **Fast:** doba tuhnutí 4' 00" • **Regular:** doba tuhnutí 5' 30"

Složení Ormaplus Putty Soft zajišťuje nejvyšší přesnost při reprodukci detailů a perfektní chemickou vazbu. Ormaplus Putty Soft má výborné aplikační vlastnosti, vysokou odolnost proti prasknutí a pevnost v tlaku. Je excelentně pružný.

M3035	Ormaplus Putty Fast setting: 600 ml / 1060 g (300 ml base paste + 300 ml hardener paste)
M3045	Ormaplus Putty Regular setting: 600 ml / 1060 g (300 ml base paste + 300 ml hardener paste)

ORMAPLUS LV

Aditivní silikon nízké viskozity na bázi polyvinyl siloxanu pro zhotovení sekundárního otisku při metodě dvojího otiskování.

Ormaplus LV je dostupný ve dvou variantách:

- **Fast** - Rychlé tuhnutí (určený pro techniku „dvojího otiskování“) snižuje dobu tuhnutí v ústech (2' 30"), zvyšuje komfort pacienta
- **Regular** - Běžné tuhnutí (určený pro techniku „dvojího otiskování“) při standardní době tuhnutí v ústech (4' 00")

Novým použitím tenzidů ve složení Ormaplus LV se výrazně zlepšila hydrokompatibilita, což vede k realizaci otisků s přesnými detaily i v přítomnosti slin.

Díky vysoké odolnosti proti prasklinám se otisk při vyjímání z úst nebo odlévání modelu nepoškodí.

Ormaplus LV je thixotropní materiál, který je používán pro metodu dvojího otiskování a dvojího míchání a pro zhotovení předběžného otisku.

M3000	Ormaplus LV Fast set: 100 ml / 128 g (2 x 50 ml + 12 Míchacích kanyl)
M3010	Ormaplus LV Regular set: 100 ml / 128 g (2 x 50 ml + 12 Míchacích kanyl)

ORMAPLUS BITE

Rychle tuhnoucí aditivní hmota pro registraci skusu na bázi polyvinyl siloxanu v kartuších. Díky své velmi vysoké finální tvrdosti lze Ormaplus Bite snadno opracovávat. Zajišťuje perfektní rozměrovou stabilitu a přesnost při registraci skusu.

POUŽITÍ:

- Vstřikovací materiál pro registraci skusu u totálních a fixních protéz

- Ormaplus Bite pro přirozený skus bez odporu a bez deformace konečného skusu. Materiál k aretaci centrální okluze.

M3040	Ormaplus Bite: 100 ml (2 x 50 ml + 12 Bite kanyl)
-------	---

ORMAPLUS MONOPHASE

Středně viskózní, aditivně tuhnoucí elastomerní otiskovací hmota na bázi polyvinyl siloxanu.

POUŽITÍ:

- Materiál pro snímání otisků u kombinovaných náhrad v implantologii
- Materiál pro funkční otisky
- Jednofázový materiál pro otisky korunek, můstků nebo inlayů
- Otiskovací materiál pro rebaze

- Otiskovací materiál v kartuších vhodný pro metodu dvojího míchání, sendvičovou metodu a metodu dvojího otiskování
- Jednofázový materiál pro přenos kořenového čepu při nepřímé dostavbě pahýlu
- Materiál pro otisky v měděném kroužku

M3011	Ormaplus Monophase: 100 ml (2 x 50 ml + 6 Míchacích kanyl)
-------	--





ORMAPLUS ADHESIVE

Lepidlo pro aditivní otiskovací materiály. Zvyšuje přilnavost materiálu na kov a pryskyřici.


M3080	Ormaplus Adhesive	10 ml
-------	-------------------	-------



ORMAMIX

Aplikační pistole

M3091	Ormamix	1 ks
-------	---------	------



LV - MIXING TIPS

Míchací kanyly
Ø: 4,0 mm

M3065	LV Mixing Tips	100 ks
-------	----------------	--------



BITE - MIXING TIPS

Míchací kanyly pro středně tekuté aditivní otiskovací hmoty.
Ø: 6,5 mm

M3050	Bite Mixing Tips	60 ks
-------	------------------	-------



ORAL TIPS

Intraorální aplikační špičky pro přesnou aplikaci materiálů nízké viskozity.

M3070	Oral Tips	96 ks
-------	-----------	-------

MAJOR TOTAL SOFT

Permanentně měkký materiál na bázi polyvinyl siloxanu pro přímou i nepřímou rebazi. Biokompatibilní, nealergenní materiál.

POUŽITÍ:

- Přímé rebaze
- Terapeutické dlahy
- Stabilizační prostředek
- Provizorní prostředek
- Nepřímé rebaze
- Materiál na opravy



C3500	Major Total Soft	Standard Set
C3501	Major Total Soft	Doplňkové balení
C3508	MTS Cartridge	50 ml
C3502	MTS Silicone Sealant	50 ml



MTS MIXING TIPS

Míchací kanyly pro Major Total Soft
Ø: 6,5 mm

C3504	MTS Mixing Tips	6 ks
-------	-----------------	------



MTS MIXING TIPS

Míchací kanyly pro Major Total Soft
Ø: 3,2 mm

C3505	Sealant Mixing Tips	6 ks
-------	---------------------	------



MTS ADHESIVE

Lepidlo pro Major Total Soft zvyšuje přilnavost silikonu k pryskyřici.

C3503	MTS Adhesive	10 ml
-------	--------------	-------

UMĚLÉ ZUBY	2	AKRYLOVÉ PRYSKYŘICE	10
ČTYŘVRSTVÉ PRYSKYŘIČNÉ ZUBY	2	MAJOR.BASE 20	10
MAJOR PLUS - MAJOR PLUS WFA	2	MAJOR.REPAIR	10
MAJOR PLUS COMP - MAJOR PLUS COMP WFA	2	MAJOR.SKEL	10
SYSTÉM MAJOR AF COMP	3	MAJOR.ORTH0	11
FAZETY MAJOR AF COMP	3	MAJOR.TRAY	11
Tvary fazet frontální	4	LIGHTCURE TRAY	11
Malé - Small	4		
Střední - Medium	4	LABORATORNÍ SILIKONY	12
Velké - Large	4	KONDENZAČNÍ SILIKONY	12
Tvary fazet distální	4	ORMALAB 95	12
A/T posteriors	5	ORMALAB 75	12
WFA posteriors	5	ORMACTIVATOR LAB	12
Tabulka odstínů barev	6	ADITIVNÍ SILIKONY	13
Kombinační tabulka barev	6	ORMAPLUS LAB 90	13
Metal primer	7	ORMAPLUS LAB 70	13
Bondopaquer	7	ORMADUPLO 22	13
Dual cem	7	PRYSKYŘICE PRO KORUNKY A MŮSTKY	14
Gengive flow	7	PRYSKYŘICE PRO PROVIZORIA	14
Gengive paste	7	TEMPORARY.COLD.V	14
Paste opaquer	7	SELF-CURE.DENTINE	14
Dentine flow	7	PRYSKYŘICE PRO KORUNKY A MŮSTKY	14
Incisal flow	7	C&B-V DENTINE	14
Bonding	7		
Modelling	7	PŘÍSTROJE	15
TRÍVRSTVÉ PRYSKYŘIČNÉ ZUBY	8	MINI 2000	15
SUPER LUX	8	UV LIGH CURE UNIT	15
DVOUVRSTVÉ PRYSKYŘIČNÉ ZUBY	8		
MAJOR DENT-V	8	OPRACOVÁNÍ	15
MAJOR DENT	8	BRUSNÉ DISKY	15
DĚTSKÉ PRYSKYŘIČNÉ ZUBY	9	ŘEZACÍ KOTOUČE	15
BAMBINO TOOTH	9	SEPARAČNÍ KOTOUČE	15
PŘÍSLUŠENSTVÍ	9		
VZORNIKY BAREV	9		
MAJOR CHROM SHADE GUIDE	9		
SUPER LUX SHADE GUIDE	9		
MAJOR DENT-V SHADE GUIDE	9		
MAJOR DENT SHADE GUIDE	9		
ZÁSOBNÍK NA ZUBY	9		
TOOTH CABINET 1000	9		

PRODUKTY PRO ORDINACE

ALGINÁTY	16	ORMAMAX LIGHT	18
ALGENIUX	16	ORMAMAX REGULAR	18
ALGINPLUS	16	ORMACTIVATOR GEL	18
ALGINMAX	16		
ALGINMAJOR	17	ADITIVNÍ SILIKONY	19
ALGINKID	17	ORMAPLUS PUTTY	19
ALGINPLUS TROPICAL	17	ORMAPLUS LV	19
PŘÍSLUŠENSTVÍ	17	ORMAPLUS BITE	19
		ORMAPLUS MONOPHASE	19
KONDENZAČNÍ SILIKONY	18	PŘÍSLUŠENSTVÍ	20
ORMAKIT	18	MAJOR TOTAL SOFT	20
ORMADENT PUTTY	18	PŘÍSLUŠENSTVÍ	20